

EVOLUTION

LAGERUNGSHILFEN für den OP

Gebrauchsanweisung für Polster zur Rückenlagerung

Kopf – Seite 3					
Schutzhülle		Kopflagerungshilfen in Rückenlage			
NR	CSHP12	NR	SHP12	KLEIN	Ausführung 1
NR	CSHP14	NR	SHP14	GROß	Ausführung 1
NR	CSHP23	NR	SHP23	MITTEL	Ausführung 2
NR	CSHP24	NR	SHP24	GROß	Ausführung 2

Arm – Seite 4		
Armpolster für die Rückenlage		
NR	SAP14	GROß
NR	SAP13	MITTEL
EXTREMITÄTENGURT		
NR	SRK14	GROß

Körper - Seite 5			
Körperpolster für die Rückenlage			
NR	STPL14	LINKS	GROß
NR	STPR14	RECHTS	GROß

Knie und Fuß – Seite 6			
Lagerungshilfe für den Fuß in Rückenlage			
NR	SFPL14	Groß	LINKS
NR	SFPR14	Groß	RECHTS
NR	SFPP13	Mittel	UNIVERSAL
Lagerungshilfe für das Knie in Rückenlage			
NR	SKPP14	Groß	Universal
NR	SKPP13	Mittel	Universal

PRÄ-OPERATIV	
Seite	ABBILDUNG
2	2 VOR DEM GEBRAUCH ÜBERPRÜFEN
	2 NUR AUF TROCKENEM UNTERGRUND VERWENDEN
	2 TROCKEN HALTEN
	2 UNGEEIGNET FÜR DEN GEBRAUCH 1. Im Zweifelsfall 2. Entfernen
	2 Keine Körperteile/Gliedmaßen überdehnen
	2 VERMEIDEN SIE ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG DES LAGERUNGSPERSONALS

KÖPF	
Seite	ABBILDUNG
3	2 KEINE BESCHÄDIGTEN SCHUTZHÜLLEN VERWENDEN
	2 PRODUKTINFORMATION
	2 TROCKEN HALTEN
	2 DIE ÖFFNUNG NICHT BEDECKEN
	2 DAS PRODUKT NICHT UNSACHGEMÄSS VERWENDEN

Das Ausstellungsdatum: 25.04.2020

© Das Urheberrecht an dieser Broschüre liegt bei VascoCare Medical Limited.

German	
ARM	
Seite	ABBILDUNG
4	② ARMPOLSTER FÜR DIE RÜCKENLAGE
	② MAXIMALE GRÖSSE UND GEWICHT DES PATIENTEN
	② PRODUKTINFORMATION
	② ELLENBOGEN
	② AN DER ARMSCHIENE/ARMAUFLAGE BEFESTIGEN
	② UNIVERSAL / LINKS ODER RECHTS
	② DAS PRODUKT NICHT UNSACHGEMÄSS VERWENDEN
	② BEFESTIGEN

KÖRPER	
Seite	ABBILDUNG
5	② KÖRPERPOLSTER FÜR DIE RÜCKENLAGE LINKS/RECHTS
	② MAXIMALE GRÖSSE UND GEWICHT DES PATIENTEN
	② PRODUKTINFORMATION
	② DAS PRODUKT NICHT UNSACHGEMÄSS VERWENDEN

KNIE UND FUß	
Seite	ABBILDUNG
6	② Knie- und Fußpolster für die Rückenlage
	② Produktinformation
	② Nur zusammen verwenden
	② DAS PRODUKT NICHT UNSACHGEMÄSS VERWENDEN
	② UNIVERSAL LINKS ODER RECHTS

INTRA-OPERATIV	
Seite	ABBILDUNG
7	② NICHT DORT VERWENDEN, WO OPERIERT WIRD
	② REIBUNG VERMEIDEN
	② FLÜSSIGKEITSANSAMMLUNG VERMEIDEN
	② ÖDEMÜBERWACHUNG
	② ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG VERMEIDEN
	② SCHUTZHÜLLE BEOBACHTEN

POST-OPERATIV	
Seite	ABBILDUNG
8	② ÜBLICHE REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMASSNAHMEN DER KRANKENHAUSEINRICHTUNG
	② Zur Reinigung und Desinfektion Wir empfehlen DGHM/VAH-gelistete Reinigungs- und Desinfektionsmittel (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e. V. (DGHM), Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH))
	② HANDELSÜBLICHE REINIGUNGSMITTEL
	② NICHT EINWEICHEN
	② STERILISATIONSGAS
	② NACH DEM GEBRAUCH KONTROLLIEREN
	② VERFÄRBUNGEN DURCH DESINFEKTIONSMITTEL BEEINTRÄCHTIGEN NICHT DIE FUNKTION
	② ENDE DER PRODUKTLEBENSDAUER

	Deformiert Eingerissen Verschlossen
	② NICHT-LEITEND
	② NICHT RÖNTGENSTRAHLEND URCHLÄSSIG, FÜR CT GEEIGNET
	② AUFBEWAHRUNG
	② LAGERHALTUNG

Seite 10: JEDER SCHWERE VORFALL, DER SICH IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VORRICHTUNG EREIGNET HAT, MUSS DEM HERSTELLER UND DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE DES MITGLIEDSTAATS, IN DEM DER BENUTZER NIEDERGELASSEN IST, UNVERZÜGLICH GEMELDET WERDEN.