

EVOLUTION

Pozycjonery pacjenta

Instrukcja użytkowania Pozycjonery w pozycji na wznak

GŁOWA - STRONA 3					
POKROWCE		POZYCJONERY GŁOWY W POZYCJI NA WZNAK			
REF	CSHP12	REF	SHP12	MAŁY	Styl 1
REF	CSHP14	REF	SHP14	DUŻY	Styl 1
REF	CSHP23	REF	SHP23	ŚREDNI	Styl 2
REF	CSHP24	REF	SHP24	DUŻY	Styl 2

RĘKA – STRONA 4		
POZYCJONER RĘKI W POZYCJI NA WZNAK		
REF	SAP14	DUŻY
REF	SAP13	ŚREDNI
PASEK I ZESTAW MOCUJĄCY		
REF	SRK14	DUŻY

TUŁÓW – STRONA 5			
POZYCJONER TUŁOWIA W POZYCJI NA WZNAK			
REF	STPL14	LEWY	DUŻY
REF	STPR14	PRAWY	DUŻY

KOLANO I STOPA - STRONA 6			
POZYCJONER STOPY W POZYCJI NA WZNAK			
REF	SFPL14	DUŻY	LEWY
REF	SFPR14	DUŻY	PRAWY
REF	SFPP13	ŚREDNI	UNIWERSALNY
POZYCJONER KOLANA W POZYCJI NA WZNAK			
REF	SKPP14	DUŻY	UNIWERSALNY
REF	SKPP13	ŚREDNI	UNIWERSALNY

Przed oPeracją	
Strona	Zdjęcie
2	2 SPRAWDŹ PRZED UŻYCIEM
	2 STOSUJ NA SUCHEJ POWIERZCHNII
	2 CHROŃ PRZED WILGOCIĄ
	2 NIEWYGODNE UŁOŻENIE 1. wątpliwość 2. nie stosuj
	2 NIE ODKSZTAŁCAJ KOŃCZYN
	2 NIE NAPRĘŻAJ POZYCJONERÓW

GŁOWA	
Strona	Zdjęcie
3	2 NIE STOSUJ USZKODZONYCH POKROWCÓW
	2 INFORMACJA O PRODUKCIE
	2 CHROŃ PRZED WILGOCIĄ
	2 NIE ZAKRYWAJ OTWORU
	2 NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE

Data wydania: 25 Marsz 2020

© Przedstawione informacje są własnością VascoCare

Polish

RĘKA	
Strona	Zdjęcie
4	2 POZYCJONER RĘKI W POZYCJI NA WZNAK
	2 WZROST I WAGA PACJENTA LIMITY
	2 INFORMACJA O PRODUKCIE
	2 ŁOKIEĆ
	2 PASEK MOCUJĄCY NA PODPÓRKĘ POD RĘKĘ
	2 UNIWERSALNY
	2 NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE
	2 ZAMOCUJ

TUŁÓW	
Strona	Zdjęcie
5	2 POZYCJONER TUŁOWIA W POZYCJI NA WZNAK PRAWY/ LEWY
	2 LIMITY WZROSTU I WAGI PACJENTA
	2 INFORMACJA O PRODUKCIE
	2 NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE

KOLANO I STOPA	
Strona	Zdjęcie
6	2 POZYCJONERY KOLANA I STOPY W POZYCJI NA WZNAK PRAWY/ LEWY
	2 INFORMACJA O PRODUKCIE
	2 UŻYWAJ ŁĄCZNIE
	2 NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE
	2 UNIWERSALNY

OPERATION	
Strona	Zdjęcie
7	2 NIE UŻYWAJ PO STRONIE OPEROWANEJ
	2 UNIKAJ TARCIA
	2 UNIKAJ GROMADZENIA SIĘ PŁYNU
	2 MONITOROWANIE OBRZĘKU
	2 UNIKAJ WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH
	2 SPRAWDZAJ POKROWIEC

POST-OP	
Strona	Zdjęcie
8	2 CZYSZCZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO /PROCEDURA DEZYNFEKCJI
	2 AKTYWNY SKŁADNIK <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Podchloryn sodu<input type="checkbox"/> Chlorek sodu<input type="checkbox"/> Alkohol propylowy (chusteczki nasączone alkoholem)<input type="checkbox"/> Dichloroizocyjanuron sodu
	ŚRODKI ZALECANE DO UŻYWANIA
	2 STANDARDOWE DETERGENTY

② DEZYNFEKCJA PRZEZ ZAMOCZENIE
② STERYLIZACJA GAZOWA
② SPRAWDŹ PO UŻYCIU
② BARWIĄCE ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE OK
② KONIEC ŻYCIA PRODUKTU zdeformowany pęknięty rozdarty
② NIEPRZEWODZĄCE
② RTG, CT SCAN
② PRZECHOWYWANIE
② UTRZYMUJ ZAPAS MAGAZYNOWY

Strona 10: KAŻDY POWAŻNY INCYDENT, KTÓRY WYSTĄPIŁ W ZWIĄZKU Z TYM URZĄDZENIEM, NALEŻY ZGŁOSIĆ PRODUCENTOWI I WŁAŚCIWEMU ORGANOWI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK MA SIEDZIBĘ.